

直拨电话：027-87407816 87409251 13907197097

网址：www.wugao.cn 邮箱：hbwugao@163.com

AGSJ-III型电力安全工器具力学性能试验机

使 用 说 明 书

湖北武高电力新技术有限公司

一、 使用前必读

控制柜: 1.1 安装使用本机前, 请务必仔细阅读本说明书, 并妥善保管以备将来参考使用。

1、2 液压油用户自备

本机使用 45 号或 46 号抗磨液压油作为工作液, 安装试机前请注入 40 升。冬季环境温度过低时, 使用前开动电机空载运行 10 分钟后再加负荷。

1.3 检查进线电流

本机适用于三相四线电源, 相线和零线不得接错。进线开关或插座允许电流不小于 10 安培。

1.4 机器就位

工作环境: 室内 0°C—+40°C

安装尺寸:

II 代 I 型控制柜: 长 850mm、宽 600mm、高 1780 mm

II 代 II 型控制柜 长 1540、宽 900、高 1350

液压工作台: 长 860mm、宽 700mm、高 (缩态) 1800 mm、(伸态) 2800 mm

安全帽试验台: 长 750mm、宽 900mm、高 1900 mm

相对位置: 控制柜居中、液压工作台居右、安全帽试验台居左, 各台之间安装间距不大于 400mm。为了便于试验操作, 试验机距建筑物应留有 0.8 米的通道, 试验机前应有 3 米×2 米的空地。

运输重量: 980kg/套 (含木质包装箱)

净重: 920 kg

1.5 关于紧急停机

在安装调试、运行中遇到紧急情况, 如电磁阀不能释放、电动机异常运转、试品原因等, 存在损坏机械部件或击伤试验人员的可能时, 要立即断开断路器。

1.6 正确选择传感器

(安全带、脚扣、登高板、竹梯) 作检验时, 选用 I 号传感器, 施工安全工具类 (如钢丝绳、双钩紧线器、手搬葫芦等) 选用 II 号传感器, 以确保精度和试验设备的安全。

1.7 关于精度

本机出厂前均过精确检定, 请勿擅自设定传感器参数及系数, 否则将导致测量误差加大, 可与当地技术监督部门联系检定。

1.8 最大出力

本机最大出力 300kN、100kN、50kN、20kN 四个规格, 出厂前已调整好。旋转压力表下部的梅花旋钮将改变本机的最大出力, 如果出力过大, 可能损坏机械部件, 如果出力过小, 则可能达不到设定值, 请勿轻易调整该旋钮。

1.9 安全设施

液压试验台, 安全帽试验台均配置了安全围网, 请按要求安装使用, 确保试验人员

的安全。

1.10 联系方式

本机需要维修时, 您可以通过信函、传真或 E-mail 与我公司联系, 对本机的任何问题意见或建议, 本说明书未能详述的, 您也可以与我公司联系, 我公司将尽快为您解决。

二、性能概述

湖北武高电力新技术有限公司所生产的产品, 是根据国家电力公司关于《电力安全工器具预防性试验规程》的规定, 执行《GB/T3159-2008》、《GB/T2812-2006》研制的可检测安全带、登杆脚扣、登高板、竹(木)梯等电力安全器具、试验机 **AGSJ-III** 型安全工器具拉、压力试验机。结构上由双缸立式加载系统和单片机测量控制系统组成, 可切换的手动操作和自动操作系统双重设计。在自动操作系统中, 通过键盘和人机对话可直接选择安全工器具名称进行预防性试验, 也可自行设定参数进行其它材料的力学性能试验, 所有的试验参数和操作提示均用中文显示在液晶屏上, 并能打印符合《规格》要求的试验报告。

三、预防性试验项目

- 3.1 安全带(围杆带、围杆绳、护腰带、安全绳)
- 3.2 脚扣(7—12米、8—15米、10—18米)
- 3.3 升降板
- 3.4 竹(木)梯
- 3.5 安全帽(冲击试验、穿刺试验)
- 3.6 本机也可自行设定参数做软材质(如大绳)、硬材质(如钢丝绳、双钩紧线器、手搬葫芦等起重工具)的力学性能试验。

四、本机特点

- 4.1 可测项目齐全, 包括所有电力安全工器具和施工起重工具的力学性能试验, 以及线路金具、绝缘子串的机械性能试验。
- 4.2 汉字菜单显示, 人机对话操作。
- 4.3 加载平稳, 无过冲, 保护被测试品。
- 4.4 峰值记录(用于安全帽和其它破坏性试验)。
- 4.5 可切换的手动/自动操作。
- 4.6 自动记忆已设定的参数。
- 4.7 程序设定预防性试验参数。
- 4.8 百年免维护日历时钟。

4.9 拉压力低于设定的 5% 时, 自动启动加载。

4.10 kG (公斤)、kN (千牛) 可相互转换。

五、技术性能

指标 规格	AGSJ-III
电源	380V 三相四线
功率	1.5kW
拉力	0—20 kN
压力	0—10 kN
冲击力	0—20 kN
测量分辨率	0.001 kN
测量精度	$\pm 1\%$
控制精度	$\pm 5\%$
测量显示	五位数码
工作环境	温度 0°C—40°C 湿度<80%

六、安装调试

6.1 油路连接

打开控制柜后门, 在黑色阀块上只看到两根胶管。上升油管、下降油管。

移动本机控制柜和液压台使两者之间达到合适位置, 拧下管接头处的螺帽, 将上升油管与液压台油缸下腔油管对接, 下降油管与液压台油缸上腔油管对接, 连接必须紧密, 并垫入密封圈。

6.2 电气连接

打开控制柜门后, 可看到上端微机箱后板。

6.2.1 将液压控制台拉压传感器上的五芯插头与后板传感器 I (五芯插座) 相对插, 将安全帽试验台上冲击力传感器五芯插头与后板传感器 III (五芯插座) 对插, 将 4 芯插头与穿刺电源插座 (4 芯) 相对插。

6.2.2 电源控制箱后板端子排左端标写 a、b、c、o 的四个端子分别接三相电源的三根火线和一根零线。

6.2.3 用 6mm² 的导线将控制柜、液压试验台、安全帽控制台的三个接地点与地线连接。

6.2.4 本机出厂时,除上述导线外,其它的电线、电缆均已连接好,请勿改变电气接线,以免导致设备损坏。

6.3 往油箱中注入 46# 液压油 40 升

6.4 安全帽试验台安装

将安全帽实验台底座用膨胀螺丝水平固定到坚硬的水泥地面上,将立柱安装到底座上,将头模导向杆插入传感器座架的中心孔,调整力臂的上下及方向,使锤挂上后,锤底部距头模顶相距 1 米,并使锤重心正对头模中心,用扳手拧紧力臂上的螺钉。

6.5 接通电源,合上断路器开关,按下电机启动按钮,电机运转,观看联轴器的旋转方向是否与油泵标明的方向一致,若相反,停电后任意改变电机两个相线即可。注意:电动机、联轴器、油泵等旋转部位周围不能遗留任何工具、部件,否则有发生事故的可能。

6.6 选用手动方式操作,让油缸连杆一直上升到顶,继续按住上升按钮一分钟,观查油路胶管接头是否渗油,若有渗油,卸压、断电后,将渗油处接头重新连接。

6.7 选用手动方式操作,使油缸活塞下降到底,继续按住下降按钮一分钟,若有渗油,缸压、断电后,将渗油接头处重新连接。

6.8 溢流阀,上升节流阀,下降节流阀,出厂时均已调好,使用时不须再动。

七、使用方法

7.1 手动方式: 手动方式操作步骤如下

7.1.1 将组合开关旋转到手动位置。

7.1.2 合上断路器开关,按动电机启动按钮,电机拖动油泵转动。

7.1.3 按上升按钮或下降按钮,可移动夹具向上或向下运动,并可直接加载或卸载。试品的承受力由微机控制箱上的发光数码管显示, XXXkN 或 kg。拉力为正值,压力为负值,上升和下降按钮为点动式操作,在加载状况下,如想打印出当时的承受力,按动微机箱上的“确定”键即可打印。

7.1.4 完成试验后,用上升按钮或下降按钮卸载,按一下停止按钮,电机停转。

7.1.5 断开断路器开关,实验结束。

7.2 自动方式

7.2.1 合上断路器开关,旋转组合开关到自动位置上,合上微机箱上船形开关,发光数码管发光,按下电机启动开关,电机转动。

- 1、开始试验
- 2、试验参数设置
- 3、传感器参数设置
- 4、系统参数设置

7.2.2 按试验类型安装夹具、试品。

7.2.3 按“清零”键,使数码显示复零。

图一

- | |
|-----------|
| 4.1 单位选择 |
| 4.2 传感器选择 |
| 4.3 慢加载设置 |

液晶显示屏显示菜单的初始状态: 如图一所示。

4.4 回差值设置

7.2.4 拉压力 kg、kN 的选择

按动“↓”键, 使光标移到“系统参数设置”位置, 再按动“确定”键, 液晶屏显示右图二, 再按“确定”键, 液晶显示右图三所示: 如果单位选择 kg, 按“↓”或按“↑”, 使“√”移动到

图二

kg 位置, 再按“确定”键, 微机面板上的绿色指示灯亮, 如果选择 KN, 按动 kN 位置, 再按“确定”键, 同时面板上的红色指示灯亮, 即 kg 或 kN 单位选择完成。

单位选择
kg
kN

图三

7.2.5 传感器的选择

根据试品承载能力选择传感器, 安全工具类选择“ I ”, 起重施工工具类选择“ II ”, 操作步骤为: 按动“↓”触摸键, 使光标移到“传感器选择”位置, 再次按动“确定”键, 液晶屏显示菜单图四所示: 按动“↓”键或“↑”键, 使“√”移到要选的传感器上, 再按“确定”键, 传感器选择完成。

拉压传感器选择
传感器 1
传感器 2

图四

7.2.6 慢加载设置: 按动“↓”键, 光标移到 4.3 上, 再按“确定”(键), 液晶显示屏显示图五所示: 再按“↓”“↑”可改变百分数, 从而改变慢加载的设置力。然后按“确定”键。慢加载的意思是, 试验机开始加力时是快速升或快速降, 当试品承受少量负荷时, 由微机控制试验机减速形成慢加载, 防止过冲, 由快速升降转变为慢加载时的力值就是慢加载设置。比如做脚扣实验, 实验力量为 1.176kN, 慢加载设置, 将百分数设置为 10%, 其慢加载设置的力= $1.176 \text{ kN} \times 10\% = 0.117 \text{ kN}$, 就是试验机做脚扣下压试验时, 油缸活塞从零负荷力—0.117 kN 力之间是快速下压的, 0.117 kN 转变为慢速下压。

慢加载设置
% X 试验力

图五

7.2.7 回差值设置: 按“↓”键, 光标移到 4.4 “回差设置”上, 再按“确定”键, 液晶显示屏如右图: 按“↓”或“↑”键, 改变百分数, 然后按“确定”键, 百分数 试验力=回差值设定值。

回差值设置
±0%

回差值意思是, 当试品承力受到设置负荷时。试验机自动停机, 当试品受力而伸长, 测力仪显示的(值)下降, 当下降的力值回差值时, 试验机自动补压, 使试品承力又回到设定值。

7.2.8 试验参数设置, 按“取消”键, 再按“↓”或“↑”键, 使光标移到“试验参数设置”位置, 再按“确定”键, 液晶屏显示(如右图): 再次按动“确定”键, 液晶屏显示如右下图: 按动“↓”“↑”

2.1 护腰带参数
2.2 围标带参数
2.3 安全绳参数
2.4 自定义 (拉)
.....

键和“→”“←”键，设置试验静拉力，再按“确定”键，光标移到“负荷时间 XX 分”的位置，再按“↓”“↑”“→”“←”键设定加载时间。再按“确定”键，护腰带参数设定结束，同时液晶显示

内容又回到试品参数设定上。

用上述同样的方法，按菜单显示的内容可分别设定围杆带（绳）、安全绳、登高板、脚扣、竹（木）梯、安全帽的试验参数，其参数应按照国电公司发布的《电力安全工器具预防性试验规程》规定的参数设定，各种试品参数如下：

护腰带参数
(1)试验静拉力
XXXXN
(2)负荷时间 XX 分

注：为了使安全绳的试验操作简便，试验时将绳的两个钩钩在一起，形成环套到上下夹具的尼龙轮上进行。由于这种试验方法成为双路绳，安全绳拉力设定为 4410N

试品名称	静拉（压）力	载荷时间
护腰带	拉力 1470N	5 分钟
围杆带	拉力 2205N	5 分钟
安全绳	拉力 2205N	5 分钟
脚扣	压力 1176N	5 分钟
登高板	压力 2205N	5 分钟
竹（木）梯	压力 1765N	5 分钟
安全帽	冲击<4900N	5 分钟

为了使用户设定试品参数简单易行，在微机程序中设置了“恢复出厂值”，在其状态下，按动“确定”键，就可将规程规定的全部参数，设置到试品参数中去，具体操作如下：

按“取消”键，再按“↓”“↑”键使光标移动到试验参数设定位置，再按“确定”键，液晶屏显示试品参数，再按“↓”键，使光标移到“恢复出厂值”位置，按“确定”键，液晶（屏）显示

2.1 护腰带参数
2.2 围杆带参数
.....
2.11 恢复出厂值

“恢复出厂试验参数”如右图：

再按“确定”键，液晶屏显示“恢复完成”，再按“确定”键，试品参数设定全部完成。

恢复出厂
试验参数
取消 确定

7.2.9 传感器参数设置：传感器参数的设置在本机出厂前均已经过检定，用户不须设定。

7.2.10 选择试验种类：

介绍几种典型的运行方式，以帮助熟悉本仪器的性能。

A、护腰带预防性试验 9 试品参考附录），在初始状态下，按“确定”

1.1 护腰带	键，液晶显示屏显示（左图），再次按“确定”	护腰带试验
1.2 围杆带	键，液晶屏显示（见右图）：再按“确定”键。	设定拉力：1470N
1.3 安全绳	试验机开始对试品快速加载，达到慢加载设定值时，	设定时间：5 分钟
1.4 自定义（拉）	（±误差 5%），试验机停止加载，时钟开始计时。在设定的 5 分钟内，如果实时拉力降低一	取消 开始
.....		

个回差值, 试验机将自动补压, 使试品始终保持在设定值的受力状态。时钟计时时间到 5 分钟时, 试验机自动卸载(活塞下降) 5 秒钟, 如果需要打印, 按“确定”键, 即可按规程要求打印出检验报告。如果试件破裂, 微机检测到的受力突然变小, 立即卸载, 若未达到设定负荷, 则打印最大力, 若已达到设定负荷, 则打印在设定负荷下, 保持了多长时间。检验报告的格式如右图:

检验报告打印完毕后, 如果继续同类产品的试验, 可按“确定”键, 返回到 1.1 菜单, 再按“确定”键两次, 试验就重复上次的试验流程。围杆带安全绳的试验操作方法与护腰带相同。

B、登杆脚扣的试验, 将脚扣安装好, 在液晶显示屏初始状态下按动“确定”键, 液晶屏显示(左图)

- 1.1 护腰带
- 1.2 围标绳
- 1.3 安全绳
- 1.4 自定义(拉)
- 1.5 登高板
- 1.6 脚扣

按“↓”键, 使光标移动到 1.6 脚扣的位置上, 按动“确定”键, 显示屏显示(右图):

再按动“确定”键。

检验报告
试品名称: 护腰带
加载力: 1470N
加载时间: 5 分钟
检验结论: XXXX
检验员: XXXX
XX 年 X 月 X 日 X 时 X 分

脚扣试验
设定压力: 176N
设定时间: 5 分钟
取消 开始

脚扣试验
实时压力 XXXXN
加载时间: XX: XX
停止

试验机开始对脚扣快速加压, 液晶屏显示(见右图), 压力达到慢加载设定值时, 快速加压转变慢速加压, 实时压力达到慢加载设定值时, 快速加压转变慢速加压, 实时压力达到脚扣参数设定值时, 试验机停止加压, 时钟开始计时, 在 5 分钟的加载时间中, 如果压力降低一个回差值, 试验机自动补压, 使脚扣始终保持在设定的受力状态。时钟计时到 5 分钟时, 试验机自动卸载(油缸上升) 5 秒钟, 此时按“确定”键, 即可打印出检验报告, 格式如图: 试验结束。

如果继续检验脚扣可重复上述步骤。登高板、竹(木)梯的试验与脚扣相同。

C、安全帽冲击力试验, 菜单在初始状态下, 按动“确定”键, 在 1.1 菜单状态下, 右图所示:

按“↓”键, 使光标移到 1.9 安全帽冲击位置, 再按动“确定”键, 液晶菜单显示(右下图):

检验报告
试品名称: 脚扣
加载力: 1176N
加载时间: 5 分钟
结论:
检验员:
日期: 年 月 日 时 分

1.1 护腰带
1.2 围标带
.....
1.9 安全帽冲击

传感器III指示灯亮，按参考附录，将冲击锤挂到冲击台悬臂上，(安全帽装到头模上，此时按动“确定”键，冲击锤)即刻冲向安全帽，传感器III将冲击力信号反馈微机，发光数码零和液晶屏即刻显示出冲击力，按动“确定”键，打印机打印出检验报告，右图所示：

冲击力如果小于4900N冲击：打印合格，如果冲击力大于4900N冲击：打印不合格。检验报告中的“外型”合格与否，由检验员检查安全帽受损程度，对照规程确定。

安全帽冲击试验
设定压力 4900N
开始试验
取消 开始

检验报告

试品名称：安全帽冲击
冲击力峰值：XXX kN
冲击结果：合格（不合格）
外观检查：
检验结论
检验员：
年 月 日 时 分

D、安全帽穿刺试验

安全帽的穿刺试验与安全帽的冲击实验基本相同，所不同的是，将穿刺信号黑线接到头模接线柱上，悬臂上挂上穿刺锤，将穿刺信号红线接到穿刺锤上。在初始菜单上，按“确定”键、“↓”，(使光标移动到安全帽穿刺位置上，再按“确定”键)液晶菜单(右图)，

安全帽穿刺实验
开始实验
取消 开始

检验报告

试品名称：安全帽穿刺
穿刺结果：合格（不合格）
外观检查：
检验结论
检验员：
年 月 日 时 分

再按“确定”键冲击锤即刻冲向安全帽，再次按“确定”键，即打印出检验报告(右图)，如果穿刺锤穿透安全帽后，锤尖接触不到头模，穿刺项就合格，否则就不合格。外观由检验员检验而填写。

7.3 电脑控制运行方式

7.3.1 用一根数据线将电脑与微机控制机箱连接在一起，并将打印机与电脑相连。打开电脑，合上断路器开关，旋转组合开关到自动位置上，合上微机控制箱上的船形开关，发光数码管发光，按下电机启动开关，电机转动。

7.3.2 按试验类型安装夹具、试品。

7.3.3 在电脑上双击打开拉力机控制软件，如下图所示：



7.3.4 选择试品种类:

下面通过介绍几种典型的电脑控制运行方式，来帮助熟悉本仪器的性能。


A、护腰带预防性试验，先在主界面中点击“力值清零”，系统提示“清零成功”，再单击“开始试验”按钮弹出一个对话框，如下图所示：

在此对话框中可以选择试验项目及设置，例如选择静加载项目，只需将鼠标单击“静加载项目”前的白圆圈，此时可以在试品名称的菜单中选择要试验的项目，点击“护腰带”，然后选择方向、传感器以及一些参数，在相关信息栏中单击白框可以根据需要填写，完成后点击“开始”键，系统会提示“按确定键开始试验，按取消键取消试验”，点击“确定”键，试验机开始对试品快速加载，在主界面上“快加载”下显示红色实心圆，达到慢加载设定值时（±5%），试验机停止加载，时钟开始计时，此时“保持”下显示红色实心圆。在设定的时间内，如果实时拉力降低一个回差值，试验机将自动补压，使试品始终保持在设定值的受力状态。时钟计时时间到达设定值时，试验机自动卸载（活塞下降）5秒钟，则“卸载”下显示红色实心圆，试验结束后在“结束”下显示红色实心圆。此时系统提示“试验结束！合格！”，如果试件破裂，微机检测到的受力突然变小，立即自动卸载，此时系统提示“试验结束！拉断！拉断力为 XXX kN”。



B、安全帽冲击力试验，单击“开始试验”按钮弹出一个对话框，如下图所示：
单击“安全帽冲击”前的白圆圈，此时可以设定额定力值。传感器III指示灯亮，将冲击锤挂到冲击台悬臂上，安全帽装到头模上，此时单击“开始”键，系统会提示“按确定键开始试验，按取消键取消试验”，点击“确定”键，冲击锤即刻冲向安全帽，传感器III将冲击力信号反馈微机，发光数码管和液晶屏即刻显示出冲击力，同时电脑提示试验结束！是否合格！

如果需要打印，方法同上。冲击力如果小于设定的额定力：打印合格，如果冲击力大于设定的额定力：打印不合格。检验报告中的“外型”合格与否，由检验员检查安全帽受损程度，对照规程确定。



C、安全帽穿刺试验, 单击“开始试验”按钮弹出一个对话框, 如下图所示:

安全帽的穿刺试验与安全帽的冲击试验基本相同, 所不同的是, 将穿刺信号黑线接到头模接线柱上, 悬臂上挂上穿刺锤, 将穿刺信号红线连到穿刺锤上。此时单击“开始”键, 系统会提示“按确定键开始试验, 按取消键取消试验”, 点击“确定”键, 冲刺锤即刻冲向安全帽, 电脑提示试验结束! 是否合格!


如果需要打印, 方法同上。如果穿刺锤穿透安全帽后, 锤尖接触不到头模, 穿刺项就合格, 否则就不合格。外型、结论由检验员视检验情况填写。



7.3.5 如果需要打印试验报告, 在主界面中点击“试验报告”, 会弹出一个对话框, 如下图所示:

工器具力学性能试验报告

送检单位		试品名称	
额定加载力		最大加载力	
试验编号		损坏力	
额定加载时间		加载时间	
传感器量程		是否合格	
试验机名称		试验日期	
试验单位		试验员	



试验结论:

签字:

月

日

直接点击“打印”键即可。如果试件破裂，微机检测到的受力突然变小，立即自动卸载，若未达到设定负荷，则打印最大力，若已达到设定负荷，则打印在设定负荷下，保持了多长时间。

如果继续进行同类产品的试验，就重复上面的试验流程。

7.3.6 “试验参数设置”、“传感器设置”、“手动升”、“手动降”的使用方法如前所述。

7.3.7 选择“统计报表”，可以查看所有的检验记录。单击“统计报表”按钮弹出一个对话框，如下图所示：



在此对话框中可以根据需要进行选择，选择完毕后单击“确定”按钮，即可显示出统计报表，如下图所示：

工器具力学性能试验统计报表

试验编号	试验时间	试品名称	额定力	额定时间	最大力	损坏力	实际时间	是否合格	试验员

如果需要打印，单击左上角的打印机按键即可打印出统计报表。

7.3.8 如果不再继续做试验，单击“退出系统”即可。

八、常见故障

8.1 数码管液晶屏无显示:

微机控制箱未得电, 请检查:

- 1、 电源线是否接牢;
- 2、 保险丝是否熔断;

8.2 液晶屏显示正常, 但不能控制油缸, 请检查组合开关是否旋到“自动”位置上。

8.3 数码管“00.000”闪烁, 传感器没有接上或连接插头接触不良; 数码不稳, 检查接地线是否接牢。

8.4 打印机不出纸:

打印卷纸外径过大, 使供纸受阻, 或卷纸轴脱出, 阻力太大。

8.5 S型传感器受损

S型传感器的受力点应在两臂, 连接S形传感器时, 拉杆不能顶到传感器中间的本体上。

8.6 液晶显示屏汉字菜单

全部消失或消失一半, 按动“取消”键即可恢复, 或是将微机箱电源关掉再重新开机进行恢复。

九、保修条款

本机保修期为一年(从签收之日起)保修期内, 除下列情况外, 提供免费维修, 保修期过后, 提供有偿维修服务。

- 9.1 因擅自调节最大出力旋钮导致的机械性损坏。
- 9.2 因用油不当导致液压件故障。
- 9.3 因擅自设定传感器参数导致测量误差增大。
- 9.4 因电机、联轴器、油泵等旋转部件周围遗留物体造成的机械损坏。
- 9.5 因擅自改变连接导线的设备损坏。
- 9.6 其它因用户违反本手册指导, 或明显使用不当造成的损坏。

湖北武高电力新技术有限公司